



Vacuümtherapie bij Erectiele Dysfunctie (ED)

MANUAL *Erection System*®



**Memidis
Pharma**
Men's Health



MANUAL *Erection System®*

Plaats de pompkop op de cilinder.



**Memidis
Pharma**
Men's Health



MANUAL *Erection System®*

Bevestig de geleidering.



**Memidis
Pharma**
Men's Health



MANUAL *Erection System®*

Plaats de tweede geleidering en de conus.



**Memidis
Pharma**
Men's Health



MANUAL *Erection System®*

Breng wat glijmiddel aan. Schuif de drukring tot aan de geleidering over de conus. Verwijder deze vervolgens.



**Memidis
Pharma**
Men's Health

Gebruik van het handbediende systeem in de praktijk.





MANUAL *Erection System®*

Breng glijmiddel aan op de geleidering.



**Memidis
Pharma**
Men's Health



MANUAL *Erection System®*

Plaats de penis in de cilinder.



**Memidis
Pharma**
Men's Health



MANUAL *Erection System®*

Plaats de cilinder tegen het lichaam.



**Memidis
Pharma**
Men's Health



MANUAL *Erection System®*

Druk de cilinder stevig tegen het lichaam
en begin met handmatig pompen.



**Memidis
Pharma**
Men's Health



MANUAL *Erection System®*

Een vacuüm wordt gecreëerd (dit is niet pijnlijk).



**Memidis
Pharma**
Men's Health



MANUAL *Erection System®*

De erectie wordt langzaam tot stand gebracht.



**Memidis
Pharma**
Men's Health



MANUAL *Erection System®*

Als de erectie voldoende is schuif dan de drukring om de penis.



**Memidis
Pharma**
Men's Health



MANUAL *Erection System®*

De erectie wordt in stand gehouden door de drukring
(maximaal 30 minuten).



**Memidis
Pharma**
Men's Health



MANUAL *Erection System®*

Nadien trekt u de drukring uit elkaar
zodat er ruimte ontstaat.



**Memidis
Pharma**
Men's Health



MANUAL *Erection System®*

De erectie neemt af. Verwijder nu de drukring.



**Memidis
Pharma**
Men's Health



MANUAL *Erection System®*

De conditie na gebruik.



**Memidis
Pharma**
Men's Health



Memidis Pharma b.v.
Postbus 211 6600 AE WIJCHEN

Tel 024 645 54 11
www.memidis.nl
info@erectiepomp.nl



CE Medisch hulpmiddel

MANUAL *Erection System*®



**Memidis
Pharma**
Men's Health